

	AP-HM LBM Pôle infectiologie	18PILP1CMIMO1D01
Fiche Réflexe MonkeyPox Virus		
Date d'application : 2022-06-13	Version : 2	

LE VIRUS MONKEYPOX EST UN VIRUS DE CLASSE 3, ET EST CONSIDERE COMME UN MOT.

PREANALYTIQUE

- **MERCI DE METTRE LE BON DE DEMANDE A L'EXTERIEUR DU TRIPLE EMBALLAGE**
- **Cas Général** : 1 ou 2 écouvillons cutanés sur les lésions + 1 écouvillon nasopharyngé sur tubes avec milieu de transport viral (type SARS-CoV-2)
- **Symptomatologie Evocatrice** : Faire également 1 écouvillon pharyngé et/ou rectal
- **Triple emballage catégorie B OBLIGATOIRE, transport UN 3373**
(pour les unités de soin APHM : référence GDD 606357)
- Transport à température ambiante sous 24h, et si possible, stocker le prélèvement à 4°C en stockage intermédiaire.
- Merci de contacter l'ARS pour leur signaler votre demande d'analyse en utilisant l'adresse mail : ARS13-alerte@arspaca.mssante.fr

ANALYSE

- Détection du MonkeyPox par qPCR
- Rendu sous 24h
- Analyse réalisée 7J/7, 24h/24 en période rouge de « Crise en Maladie Infectieuse »